

Remiss för droganalys i Urin

Kundnr: _____ Organisation/företag: _____ Provdatum: _____

Adress: _____

Tel: _____ **E-postadress:** _____

Streck-kod

Läkemedelsintag senaste 10 dyggen:

Att urinprovet är lämnat enligt instruktion på baksidan, intygas av provtagare:

Namn (provtagare): _____ Signatur (provtagare): _____

Ifylls av provlämnaren:

Jag intygar att uppgifterna är korrekta, att urinen i min närvaro hållts i öppnad förpackning och därefter förseglats.

Initialer:

Signum:(ej hela namnet)

Datum:

Å vårt laboratoriums vägnar hälsar vi att vi TYVÄRR inte utför den senaste stora multi-analysen i urin på ett tag framöver. Anledningen till det är nya EU-förordningar som ställer nya krav på all IVD-diagnostik. Detta medför att det kommer att dröja till nästa år innan vi åter kan erbjuda multi-analysen i urin. Alla andra urinanalyser är som tidigare. Alla substanser som ingick i multi-analysen kan vi såklart fortfarande analysera - men inte i EN enda analys, ni måste precisera önskad drog-grupp. Det innebär att vi utför de omfattande stora gruppanalyserna med över 60 droger i varje grupp. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp.

Fullständig lista över vilka substanser som ingår i respektive analys finns i analysportalen.

Välj analys nedan genom att sätta ett kryss i rutan till vänster om önskad(e) analys(er).
Varje kryss är en beställd analys.

<input type="checkbox"/>	THC - Nedtrappning med kvot, vid värde ≤ 500 ng/mL
<input type="checkbox"/>	Stor Opiat/Opioid-analys, ca 60st, juridiskt hållbart
<input type="checkbox"/>	Stor Bensodiazepin- analys, ca 60st, juridiskt hållbart
<input type="checkbox"/>	Stor Amfetamin-analys, ca 80st, juridiskt hållbart
<input type="checkbox"/>	Separation av D-/L-amfetamin (exv. vid medicinering av Elvanse)
<input type="checkbox"/>	Spice, >200st
<input type="checkbox"/>	KAT (Cathinones)
<input type="checkbox"/>	GHB
<input type="checkbox"/>	Anabola Steroider, 895.-
<input type="checkbox"/>	>2000 droger - Intoxprov, kort spårtid av "okänd substans", juridiskt hållbart
<input type="checkbox"/>	Verifikation av positivt snabbtest, ange drog:
<input type="checkbox"/>	Kiralt Ketamin – separation av missbruks-ketamin och läkemedelsketamin NY!
<input type="checkbox"/>	Injektion av Sackaros och Laktos NY!
<input type="checkbox"/>	Körkortsanalys: Antikroppsanalys av 4 droggrupper (THC, Amfetaminer, Bensodiazepiner och Kokain; Kostnad för verifiering tillkommer) +GC/MS-analys Opiater ca 60 st. 599.-
<input type="checkbox"/>	Valfri analys, ange:

Kitet innehåller: 2 provrör med lock och 2 förlängningsrör, box med remiss (som du nu läser), streckkoder finns bara i provkit. Sedan river du av ett ark med 10 etiketter från egen rulle.
Du behöver även en Urinmugg (ingår ej i kitet).

INSTRUKTION:


1. Fyll i remissen på omstående sida. Ange klientens Initialer, *ej namn eller personnummer*.
Var noga att ange **E-postadress** och **Kundnummer**!

2. Se till att få urin i ren mugg. Följ gällande regler för att undvika manipulation.

- Skruva av det gula locket, men spara det. Sätt på förlängningsröret.
- Dra upp pistongens bas till linjen på röret, så du har ett nästan fullt rör med urin.
- Vänd på röret och sug in sista urindropparna innan förlängningsröret tas av.
- Bryt av hela det uppstickande handtaget och kasta det samt förlängningsröret.

Skruva på det lilla locket.

Upprepa med nästa rör.



4. Sätt på streckkodsetiketter:

- En på varje provrör,
- En på remissen, översta vänstra hörnet
- Kopiera remissen för uppföljning. Ange klient-namn på den egna kopian!
- Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.

7. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.

8. Lägg ned i kartongen: **a)** Den förslutna plastpåsen med provrören.

b) Remissen, glöm ej ange **e-postadress** och **kundnummer**!

9. Förslut kartongen och posta.